

Mettre à jour la Distribution Madagascar

Procédure complète sur le wiki : [lien de la page « Comment mettre à jour la Distribution Madagascar »]. Cette page résume les vérifications à faire, dans l'ordre.

AVANT DE METTRE À JOUR LA PRODUCTION

- 1 ☐ Lisez les notes de version de la **Distribution Madagascar** et d'**OpenELIS Global** : surtout « Notes de mise à jour » et « Problèmes connus ». Une correction peut être dans l'une ou l'autre.
- 2 ☐ Vérifiez les nouveaux paramètres à définir (par exemple `VERRIDE_DEFAULT_TRANSLATION`).
- 3 ☐ Vérifiez quelles configurations sont touchées : panels, types d'échantillons, rôles, tout ce que les notes signalent.
- 4 ☐ **Sauvegardez la base de données.**
- 5 ☐ **Mettez d'abord à jour un serveur de test.** Les migrations de base de données sont irréversibles.
- 6 ☐ Testez les flux principaux sur le serveur de test : demande, saisie de résultat, validation, impression du rapport, connexion analyseur.
- 7 ☐ Mettez à jour la production. Les migrations s'exécutent automatiquement au premier démarrage.
- 8 ☐ Informez les utilisateurs de ce qui a changé.

Bon à savoir

- Les changements de base de données sont automatiques. Pas de SQL manuel pour les mises à jour normales.
- Les données existantes sont conservées et migrées, pas supprimées.
- Anciens et nouveaux écrans peuvent coexister. Adoptez les nouveaux outils à votre rythme.
- Environ une version par mois. Visez au moins une mise à jour par trimestre.

Un numéro de version est un ensemble

- **Distribution Madagascar** : le paquet installable (Docker, paramètres, corrections propres à Madagascar).
- **OpenELIS Global** : le système de laboratoire central.
- **Analyzer Bridge** : la connexion aux instruments (HL7, ASTM).
- Suivez l'avancement sur GitHub : DIGI-UW/OpenELIS-Global-2, branche `develop`, page Releases.

Si la mise à jour du serveur de test échoue : publiez dans Ask OpenELIS (talk.openelis-global.org) avec le journal. Ne touchez pas à la production.